

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd7 Для Вб, Ифа — P09564

Артикул: CM0007611

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к CD7 для методов Вестерн-блоттинга и ИФА. Специфично к человеческому CD7 — маркеру Т-лимфоцитов и NK-клеток, участвующему в активации иммунитета. Идеально подходит для иммунологических исследований и разработки диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	CD7 Кроличье мКАТ
Примечания/Альтернативные названия	GP40; TP41; LEU-9; CD7
Вид белка	Человеческий
ID гена (человек)	924
ID гена	924
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 26–180 человеческого CD7. (NP_006128.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P09564
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с холодоэлементами