

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd7 Для Wb, IHC-P, Elisa - P09564

Артикул: CM0008813

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к человеческому CD7, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ELISA). CD7 — трансмембранный гликопротеин Т-клеток и NK-клеток, участвующий в адаптивном иммунитете; идеально подходит для иммунологических исследований и разработки диагностических продуктов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD7 Rabbit mAb
Примечания/алиасы	GP40; TP41; Tr40; LEU-9; CD7
Вид	Человек
ID гена (человек)	924
ID гена	924
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в участке аминокислот 141-240 человеческого CD7 (P09564).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P09564
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом