


## Поликлональное Кроличье Антитело Против Cd70 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P32970

Артикул: CM0019347



### введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против человеческого CD70 (лиганд CD27, TNFSF7), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для иммунологических исследований активации Т-клеток и иммунного надзора В-клеток.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | CD70 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Примечания/синонимы       | CD27L; LPFS3; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A; CD70                                                                                |
| Вид                       | Человек                                                                                                                           |
| GeneID (человек)          | 970                                                                                                                               |
| GeneID                    | 970                                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 47–126 человеческого CD70 (NP_001243.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                            |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                           |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                  |
| Перекрёстная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                              |
| SWISS                     | P32970                                                                                                                            |
| Молекулярная масса белка  | 21 кДа                                                                                                                            |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                    |