


Моноклональное Антитело Против Cd71 () Для Проточной Цитометрии — P02786

Артикул: CM0009424



введение

Конъюгированное с красителем кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD71 (рецептор трансферрина 1). Валидировано для проточной цитометрии, идеально подходит для изучения метаболизма железа, пролиферации Т- и В-лимфоцитов и механизмов проникновения вирусов в клетку.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому CD71, мкА
Примечания/Алиасы	T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46
Вид реагируемости	Человек
GeneID (человек)	7037
GeneID	7037
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 100-250 человеческого белка CD71 (NP_003225.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P02786
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Хладагентный пакет