


Моноклональное Антитело Anti-Cd71/Рецептор Трансферрина Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P02786

Артикул: CM0006695



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD71/рецептора трансферрина (TfR1), валидированное методом КО и подходящее для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Идеально подходит для исследований метаболизма железа, онкологии и проникновения вирусов в клетки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано методом КО] Кроличье мАб против CD71/рецептора трансферрина
Примечания/синонимы	T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46
Вид	Человек
GeneID (человек)	7037
GeneID	7037
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-250 человеческого CD71/рецептора трансферрина (NP_003225.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P02786
Молекулярная масса белка	85 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом