


Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd71/Трансферринового Рецептора Для Wb - P02786

Артикул: CM0005673



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD71/Трансферринового рецептора (TFRC). Валидировано для WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Реагирует с человеческими и мышиными образцами. Идеально подходит для исследований метаболизма железа, проникновения вирусов и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАТ против CD71/Трансферринового рецептора
Примечания/Псевдонимы	T9, TR, TFR, p90, CD71, TFR1, TRFR, IMD46
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7037
GeneID	7037
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P02786
Молекулярный вес белка	85 кДа
Доставка	Сумка со льдом