


Кроличье Поликлональное Антитело Против Cd71/Трансферринового Рецептора Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P02786

Артикул: CM0027018



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CD71/Трансферринового рецептора (TFRC, TFR1, p90). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Актуально для исследований метаболизма железа и вирусного проникновения - P02786.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье rAb против CD71/Трансферринового рецептора
Примечания/Альтернативные названия	T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46; CD71/Трансферриновый рецептор
Вид	Человек
GeneID	7037
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-140 человеческого CD71/Трансферринового рецептора (NP_001121620.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P02786
Молекулярная масса белка	85 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом