

Моноклональное Антитело Против Cd72 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P21854

Артикул: CM0006721

введение

Высокоосродственное рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к человеческому CD72 (Lyb-2), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA. Подходит для исследований корецептора В-клеточного рецептора и разработки диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD72
Примечания/Синонимы	CD72; CD72b; LYB2; молекула CD72
Вид реагирования	Человек
GeneID	971
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 117-359 человеческого CD72 (NP_001773.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P21854
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	Сухой лед