

Анти-Cd72 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, Elisa - P21854

Артикул: CM0025586

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против CD72, валидированное для WB и ELISA. Обнаруживает человеческий, мышиный и крысиный CD72, корецептор В-клеток, регулирующий передачу сигналов BCR и иммунный гомеостаз. Подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD72 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	LYB2, CD72b, CD72
Вид	Человек
GeneID (Человек)	971
GeneID	971
Иммуноген	Рекомбинантный белок, Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 120-359 человеческого CD72 (NP_001773.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P21854
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Сумка со льдом