


Кроличье Поликлональное Антитело Против Cd73/Nt5E Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P21589

Артикул: CM0020390



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий CD73/NT5E (экто-5'-нуклеотидазу), валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Подходит для исследований в области метаболизма нуклеотидов и иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против CD73/NT5E
Примечания/Альтернативные названия	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA; 5E
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4907
GeneID	4907
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный фузионный белок, содержащий аминокислоты 27-377 человеческого CD73/NT5E, NP_002517.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P21589
Молекулярная масса белка	63 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом