

Моноклональное Антитело Против Cd74 Для Wb, Ihc-P, Ифа - P04233

Артикул: CM0008983



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD74 (инвариантная цепь), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ИФА). Нацелено на ключевой шаперон МНС класса II и рецептор MIF, поддерживает иммунологические и антивирусные исследования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD74
Примечания/Алиасы	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA; CD74
Вид	Человек
ID гена (человек)	972
ID гена	972
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого CD74 (P04233).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04233
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Хладоэлемент