

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd74 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Проточной Цитометрии, Ифа - P04233-2

Артикул: CM0005260

введение

CamelBio поставляет кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD74 (инвариантная цепь, CLIP), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, проточной цитометрии и ИФА. Предназначено для исследований презентации антигенов МНС класса II и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD74 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA
Вид	Человек
ID гена (Человек)	972
ID гена	972
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 73-232 человеческого CD74 (NP_004346.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, проточная цитометрия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04233-2
Молекулярная масса белка	18кДа/24кДа/26кДа/31кДа/34кДа
Условия доставки	В пакете со льдом