

Анти-Cd74 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - P04441-2

Артикул: CM0023388

введение

Кроличья поликлональная антитело против мышиного CD74, валидированная для WB и ELISA. Нацелена на инвариантную цепь, участвующую в презентации антигена MHC класса II, экспрессируется в вилочковой железе и лимфатических узлах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD74 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	Ii; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA; CD74
Вид	Мышь
GeneID	16149
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 56-215 мышиного CD74 (NP_034675.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P04441-2
Молекулярный вес белка	24 кДа
Доставка	Сумка-холодильник