

Поликлональные Кроличьи Антитела К Cd74 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ihc-P, Ифа — P04233

Артикул: CM0025262



введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела к CD74 для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, ИHC-P, ИФА. Обнаруживают человеческий CD74 (P04233), перекрестно реагируют с крысиным антигеном. Подходит для исследований шаперона MHC класса II, рецептора MIF и противовирусного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к CD74
Примечания/Синонимы	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA; CD74
Вид	Человек
ID гена (человек)	972
ID гена	972
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 73-232 человеческого CD74 (NP_004346.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P04233
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	С холодоэлементом