

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Cd74 Polymab® — P04233-2 / P04441-2

Артикул: CM0012593

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD74 человека и мыши (инвариантную цепь). Валидировано для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии и ИФА. Реагирует с изоформами p33 и p35. P04233-2 / P04441-2.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD74 Rabbit PolymAb®
Примечания/синонимы	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA
Вид	Человек/мышь
Идентификатор гена (человек)	972
Идентификатор гена (мышь)	16149
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 73–232 человеческого CD74 (NP_004346.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P04233-2/P04441-2
Молекулярная масса белка	24 кДа/26 кДа
Условия транспортировки	Хладагент