

Моноклональное Антитело Против Cd79A Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P11912

Артикул: CM0006520



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD79a (Ig-альфа), валидировано для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии, иммунофлуоресценции и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Необходимо для исследований передачи сигналов антигенным рецептором В-клеток и дифференцировки В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD79a Rabbit PolymAb®
Примечания/Альтернативные названия	IGA, MB1, MB-1, IGAAlpha
Вид	Человек
Gene ID (Человек)	973
Gene ID	973
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-226 человеческого CD79a. (NP_001774.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11912
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом