

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd79A Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Elisa - P11912

Артикул: CM0003404



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD79a (MB-1, Ig-альфа) для вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ELISA. Молекулярная масса белка 25 кДа. Для исследовательского использования в изучении сигналинга В-клеточного рецептора.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD79a Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	IGA; MB1; MB-1; IGA1pha; CD79a
Вид	Человек
GenelD (Человек)	973
GenelD	973
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P11912
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом