

Поликлональные Кроличьи Антитела К Cd79A Для Вб, Иф-П, Иг-Г, Ифа — P11912

Артикул: CM0015145



введение

Кроличьи поликлональные антитела, полученные против рекомбинантного CD79a (аминокислоты 165-225). Валидированы для ВБ, ИФ-П, ИГ-Г, ИФА в образцах человека, мыши и крысы. Обнаруживают белок с молекулярной массой ~25 кДа. Идеально подходят для исследований сигнального пути В-клеточного рецептора и иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к CD79a
Примечания/Алиасы	IGA; MB1; MB-1; IGAAlpha; CD79a
Вид	Человек
ID гена (человек)	973
ID гена	973
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 165-225 человеческого CD79a (NP_001774.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-П, ИГ-Г, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P11912
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Холодовой пакет