

Моноклональное Антитело Против Cd79B Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Проточной Цитометрии, Elisa - P40259

Артикул: CM0006369



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против CD79B, валидированное для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, проточной цитометрии, ELISA. Обнаруживает человеческий CD79B (14/26 кДа), полученный из рекомбинантного иммуногена. Подходит для исследований передачи сигналов В-клеточного рецептора.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD79B Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	CD79B; AGM6; B29; IGB; молекула CD79b
Вид	Человек
GeneID (Человек)	974
GeneID	974
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-159 человеческого CD79B (NP_000617.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, проточная цитометрия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P40259
Молекулярная масса белка	14 кДа/26 кДа
Доставка	В пакете со льдом