

Моноклональное Антитело Anti-Cd79B Для Wb, Ihc-P, Elisa - P40259

Артикул: CM0002803



введение

Кроличье моноклональное антитело Anti-CD79B, валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Обнаруживает человеческий и мышиный CD79B (Ig-beta, B29), белок передачи сигналов В-клеточного рецептора, необходимый для иммунитета. Подходит для исследований В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD79B Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	B29; IGB; AGM6; Igbeta; CD79B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	974
ID гена	974
Иммуноген	Синтетический пептид. Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 130-229 человеческого CD79B (NP_000617.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P40259
Молекулярный вес белка	26кДа
Доставка	Сумка со льдом