

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd79B (B29, Ig-Бета) Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции, Проточной Цитометрии, Elisa - P15530

Артикул: CM0006866



введение

Кроличье моноклональное антитело, специфичное к мышинному CD79b (B29, Ig-бета), подтверждено для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, проточной цитометрии, ELISA. Детектирует полосу ~25 кДа; перекрестно реагирует с крысой. Идеально для исследований В-клеточного рецептора.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD79b Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	B29; Igb; Igbeta; Ig-бета
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	974
GeneID	15985
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-158 мышинного CD79b (NP_032365.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/ИЦХ, иммунофлуоресценция на парафиновых срезах, проточная цитометрия, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P15530
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия доставки	Холодовой пакет (лед)