

Поликлональная Кроличья Антитела К Cd79B Для Wb, Ihc-P, Elisa - P40259

Артикул: CM0018904



введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела нацелены на человеческий CD79B (B29, Igbeta, AGM6). Валидированы для WB, ИHC-P, ELISA; перекрестно реагируют с мышиными и крысиными белками. Идеально подходят для исследований сигнального пути рецептора В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к CD7B
Примечания/Альтернативные названия	B29; IGB; AGM6; Igbeta; CD79B
Вид белка	Человек
GeneID (Человек)	974
GeneID	974
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в районе аминокислот 130-229 человеческого CD79B (NP_000617.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P40259
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Холодовая упаковка