

Анти-Cd79B Rabbit Polymab® Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P40259

Артикул: CM0006428



введение

CD79B Rabbit PolymAb® — это моноклональное антитело, направленное против человеческого CD79B, валидированное в WB, IF-P, IHC-P, ELISA и обладающее перекрестной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения сигнальных путей В-клеточного рецептора и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD79B Rabbit PolymAb®
Примечания/Псевдоним	B29; IGB; AGM6; Igbeta
Вид	Человек
GeneID (Человек)	974
GeneID	974
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 130-229 человеческого CD79B (NP_000617.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P40259
Молекулярный вес белка	26кДа
Доставка	Сумка со льдом