

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd80 Для Вестерн-Блоттинга, Проточной Цитометрии, Elisa - P33681

Артикул: CM0006939



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против CD80, валидированное для вестерн-блоттинга, проточной цитометрии и ELISA. Специфично к человеческому CD80, критически важной коstimулирующей молекуле Т-клеток. Подходит для исследований в иммунологии и иммуноонкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	CD80 Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	CD80; B7; B7-1; B7.1; BB1; CD28LG; CD28LG1; LAB7; CD80 molecule
Вид	Человек
GeneID	941
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-242 человеческого CD80 (NP_005182.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), проточная цитометрия (FC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P33681
Молекулярная масса белка	18кДа/29кДа/33кДа
Условия доставки	В пакете со льдом