


Кроличий Моноклональный Анти-Cd80 Антитело Для Wb, Fc, Elisa - Q00609

Артикул: CM0007285



введение

Кроличий моноклональный антитело против мышиноного CD80, валидированный для WB, FC, ELISA. Распознает человеческий и мышинный CD80. Подходит для исследований активации Т-клеток и иммунных контрольных точек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD80 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	B71; Ly53; TSA1; Cd28l; Ly-53; MIC17; CD80
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	941
GeneID	12519
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 38-245 мышиноного CD80 (NP_033985.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q00609
Молекулярный вес белка	34 кДа
Доставка	Сумка со льдом