

Кроличье Поликлональное Антитело Против Cd80 Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Ihc-P, Elisa - P33681

Артикул: CM0024289



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против CD80, валидированное для Вестерн-блоттинга, IF-P, IHC-P и ELISA. Распознает человеческий, мышинный и крысиный CD80 (B7-1) — ключевую костимулирующую молекулу для активации Т-клеток. Идеально для исследований в области иммунологии и иммуноонкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD80 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	B7, BB1, B7-1, B7.1, LAB7, CD28LG, CD28LG1, CD80
Вид	Человек
GeneID (Человек)	941
GeneID	941
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого CD80 (NP_005182.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P33681
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом