

## Моноклональное Антитело Против Cd80/B7-1 Для Проточной Цитометрии — P33681

Артикул: CM0009534



### введение

Конъюгированное с красителем кроличье моноклональное антитело к человеческому белку CD80/B7-1, валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для исследований активации Т-клеток, иммунных контрольных точек и костимуляции в области иммунологии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье антитело к человеческому CD80/B7-1, клон                                                                   |
| Примечания/алиасы         | CD80; B7; B7-1; B7.1; BB1; CD28LG; CD28LG1; LAB7; молекула CD80                                                     |
| Вид                       | Человек                                                                                                             |
| ID гена (человек)         | 941                                                                                                                 |
| ID гена                   | 941                                                                                                                 |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 35–242 человеческого CD80/B7-1 (NP_005182.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                              |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                             |
| Применение                | FC (Проточная цитометрия)                                                                                           |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                             |
| SWISS                     | P33681                                                                                                              |
| Молекулярная масса белка  | 18 кДа/29 кДа/33 кДа                                                                                                |
| Доставка                  | Сумка-холодильник с льдом                                                                                           |