


Кроличья Поликлональная Антитело К Anti-Cd81 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P35762

Артикул: CM0020856



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против мышиного CD81 (TAPA-1, Tspan28), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с крысиным. Подходит для изучения сигнальных путей иммунных клеток, биологии тетраспанинов и взаимодействий «хозяин-патоген».

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD81 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	Tapa1; Tapa-1; Tspan28; CD81
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	975
ID гена (Мышь)	12520
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 106-211 мышиного CD81 (NP_598416.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P35762
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	В ледяном пакете