


Поликлональное Кроличье Антитело К Cd81 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P60033

Артикул: CM0025985



введение

Антираковое поликлональное кроличье антитело к CD81, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. CD81 — это тетраспанин, участвующий в сигнализации В-клеток, проникновении ВГС и формировании иммунного синапса. Идеально подходит для исследований в области иммунологии, инфекционных заболеваний и адгезии клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD81 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	S5.7; CVID6; TAPA1; TSPAN28; CD81
Вид	Человек
ИД гена (человек)	975
ИД гена	975
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 114-199 человеческого CD81 (NP_004347.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P60033
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Холодильный пакет