


## Анти-Cd81 Rabbit Polymab® Для Wb, IHC-P, Elisa - P60033

Артикул: CM0004298



### введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика к человеческому CD81 (TAPA1/TSPAN28). Валидировано для WB, IHC-P, ELISA. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для изучения тетраспанин-обогащенных микродоменов, сигнализации В-клеток и вирусного проникновения.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | CD81 Rabbit PolymAb®                                                                                                                |
| Примечания/Псевдоним      | S5.7; CVID6; TAPA1; TSPAN28                                                                                                         |
| Вид                       | Человек                                                                                                                             |
| ID гена (Человек)         | 975                                                                                                                                 |
| ID гена                   | 975                                                                                                                                 |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 114-199 человеческого CD81 (NP_004347.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                              |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                             |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                    |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                |
| SWISS                     | P60033                                                                                                                              |
| Молекулярный вес белка    | 26 кДа                                                                                                                              |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                      |