

Поликлональное Антитело Против Cd82 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P27701

Артикул: CM0020131



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на CD82 (KAI1/TSPAN27) — супрессор метастазирования и тетраспанин. Подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для исследований в области онкологии и передачи сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD82 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	R2, 4F9, C33, IA4, ST6, GR15, KAI1, SAR2, TSPAN27, CD82
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3732
GeneID	3732
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 150-250 белка CD82 человека (NP_002222.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P27701
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	В термосумке со льдом