

Моноклональное Кроличье Антитело К Cd83 Для Вб, Ифа - Q01151

Артикул: CM0007677



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD83 — трансмембранному гликопротеину иммунных клеток, подходит для применения в исследованиях методами Вестерн-блота и ИФА.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело к CD83
Примечания/алиасы	BL11; HB15; CD83
Вид	Человек
GeneID (человек)	9308
GeneID	9308
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислот 20–143 человеческого CD83 (NP_004224.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q01151
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	С ледяным пакетом