

Моноклональное Антитело Кролика Против Cd83 Для Wb, If-P, Elisa — Q01151

Артикул: CM0007831



введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого CD83, валидированное для WB, IF-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с мышиным и крысиным CD83. Подходит для исследований иммунного ответа и дендритных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD83 Rabbit mAb
Примечания/синонимы	BL11; HB15; CD83
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	9308
Идентификатор гена	9308
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого CD83 (Q01151).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q01151
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом