


Моноклональное Антитело Против Cd84 Для Wb И Elisa — Q9Uib8

Артикул: CM0007321



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD84 (SLAMF5), валидированное для WB и ELISA. Перекрёстно реагирует с мышиным и крысиным CD84. Нацелено на внеклеточный домен; подходит для исследований сигнальных путей иммунных клеток и функциональных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАт против CD84
Примечания/синонимы	LY9B; hCD84; mCD84; SLAMF5; CD84
Вид	Человек
Идентификатор гена	8832
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 246–345 человеческого CD84 (Q9UIB8)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UIB8
Молекулярная масса белка	39 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом