


Анти-Cd84 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uib8

Артикул: CM0026690



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого CD84 (SLAMF5). Валидировано для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Идеально подходит для изучения активации иммунных клеток, сигналинга семейства SLAM и биологии гемопоэтических клеток-предшественников.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD84 кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	LY9B; hCD84; mCD84; SLAMF5; CD84
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8832
GeneID	8832
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-225 человеческого CD84 (NP_003865.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UIB8
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Сумка со льдом