


Кроличья Поликлональная Антитело Против Cd85j Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q8Nhl6

Артикул: CM0024525



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на CD85j (LILRB1), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Реагирует с образцами человека. Незаменимый инструмент для исследований иммунной регуляции и ингибиторных рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD85j Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ILT2; LIR1; MIR7; PIRB; CD85j; ILT-2; LIR-1; MIR-7; PIR-B; CD85j
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10859
ID гена	10859
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-458 человеческого CD85j (NP_006660.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8NHL6
Молекулярная масса белка	71 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом