


Поликлональное Антитело Anti-Cd86 (B7-2) Для Wb, If/Icc, Elisa — P42081

Артикул: CM0013827



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого CD86 (B7-2), валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ELISA. Подходит для исследований активации Т-клеток и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	CD86 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2; CD86
Вид	Человек
GeneID (человек)	942
GeneID	942
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25–133 человеческого CD86 (NP_787058.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P42081
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент