


Моноклональное Антитело Против Cd86 Для Вестерн1-Блоттинга (Wb), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Проточной Цитометрии (Fc), Elisa - P42081

Артикул: CM0002784



введение

Это кроличье моноклональное антитело нацелено на человеческий CD86 (B7-2, LAB72), костимулирующую молекулу на антиген-презентирующих клетках. Валидировано для WB, IF/ICC, FC и ELISA, поддерживает исследования иммунной активации и контрольных точек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD86 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2; CD86
Вид	Человек
ID гена (Человек)	942
ID гена	942
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-241 человеческого CD86 (NP_787058.5)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P42081
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом