


Анти-Cd86 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa - P42081

Артикул: CM0023954



введение

Кроличий поликлональный антитело к CD86, валидированное для WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA. Идеально подходит для изучения костимуляции Т-клеток, путей CD28/CTLA4 и механизмов вирусного проникновения. Взаимодействует с CD86 человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD86 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2; CD86
Вид	Человек
GeneID (Человек)	942
GeneID	942
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-133 CD86 человека (NP_787058.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42081
Молекулярный вес белка	38кДа
Доставка	Сумка со льдом