


Моноклональное Антитело Против Cd89 Для Проточной Цитометрии - P24071

Артикул: CM0009013



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого CD89, валидированное для проточной цитометрии с реактивностью к образцам человека. Мишень: рецептор Fc альфа иммуноглобулина (FCAR, FcalphaRI, 32 кДа).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело Кролика против Человеческого CD89
Примечания/Альтернативные названия	CD89; FcalphaR; FcalphaRI; CTB-61M7.2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2204
ID гена	2204
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P24071
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом