


Моноклональное Антитело Кролика Anti-Cd89 Для Проточной Цитометрии — P24071

Артикул: CM0009774



введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого CD89 (FcalphaR), валидированное для проточной цитометрии. Реагирует с образцами человека, молекулярная масса 32 кДа. Идеально подходит для изучения иммунных ответов, опосредованных IgA. Поставляется в пакетах со льдом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье античеловеческое моноклональное антитело к CD89
Примечания/синонимы	CD89; FcalphaR; FcalphaRI; CTB-61M7.2
Вид	Человек
Идентификатор гена	2204
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-227 человеческого CD89 (NP_001991.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P24071
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом