

Моноклональное Антитело Против Cd8A Для Пцф — P07725

Артикул: CM0008010

введение

Конъюгированное с ABflo 647 кроличье моноклональное антитело к CD8a крысы для проточной цитометрии (ПЦФ).
Рекомбинантный иммуноген, реагирует с образцами крысы. Идеально подходит для анализа CD8+ Т-клеток, фенотипирования иммунных клеток и исследования цитотоксических лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к CD8a крысы, mAb
Примечания/алиасы	T8; Lyt2; Ly-2; CD8α
Вид	Крыса
GeneID (человек)	925
GeneID	24930
Иммуноген	Рекомбинантный сливанный белок, содержащий последовательность аминокислот 26-189 фрагмента CD8a крысы (NP_113726.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦФ
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P07725
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом