


Моноклональное Анти-Cd8A Антитело Для Проточной Цитометрии - P01732

Артикул: CM0009129



введение

Кроличье моноклональное антитело , направленное против CD8a человека и макаки-крабоеда, валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения субпопуляций CD8+ Т-клеток и иммунных ответов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human/Monkey CD8a mAb
Примечания/Псевдоним	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Вид	Человек
ID гена (Человек)	925
ID гена	925
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-182 человеческого CD8A (NP_001759.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, Макака-крабоед
SWISS	P01732
Молекулярный вес белка	21kDa/25kDa/30kDa
Доставка	Сумка со льдом