


Поликлональные Антитела К Cd8A Для Wb, Ihc-P, Elisa - P01732

Артикул: CM0018611



введение

Надежные кроличьи поликлональные антитела к CD8A человека, валидированные для методов вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Обладают перекрестной реактивностью с CD8A мыши. Подходят для исследований Т-клеток и иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к CD8A
Примечания/Синонимы	CD8; p32; Leu2; CD8alpha; CD8A
Вид	Человек
GeneID (человек)	925
GeneID	925
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-182 CD8A человека (NP_001759.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P01732
Молекулярная масса	26 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом