

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Cd8A Для Wb И Elisa — P01731

Артикул: CM0018925



введение

Поликлональное кроличье антитело против CD8A мыши (Lyt-2), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Распознаёт корецептор Т-клеток с молекулярной массой 27 кДа, идеально подходит для исследований иммунного ответа и цитотоксических Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CD8A
Примечания/синонимы	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2; CD8A
Вид	Мышь
GeneID (человек)	925
GeneID (мышь)	12525
Иммуноген	Рекомбинантный белок CD8A мыши
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P01731
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом