


Кроличья Polymab® Против Cd8A Для Wb, Ihc-P, Mihc — P01732 / P01731

Артикул: CM0004007



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против CD8A человека/мыши. Валидировано для WB, IF-P, IHC-P, mIHC и ELISA. Обнаруживает CD8A у человека, мыши, крысы и макака-крабоеда. Необходимо для исследований иммунологии Т-клеток и иммуноонкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD8A Rabbit PolymAb®
Примечания/алиасы	CD8A;CD8;Leu2;MAL;p32
Вид	Человек/Мышь
ID гена (человек)	925
ID гена	925/12525
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 22-182 фрагмента человеческого CD8A (NP_001759.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Макак-крабоед
SWISS	P01732/P01731
Молекулярная масса белка	21 кДа/25 кДа/30 кДа
Доставка	Хладоэлемент