

Поликлональные Антитела Против Cd8B Для Wb, Elisa - P10966

Артикул: CM0029451

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого CD8B (CD8beta). Валидированы для вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестная реакция с человеческим, мышинным и крысиным белками. Распознают бета-цепь поверхностного гликопротеина CD8 Т-клеток, необходимую для взаимодействия с МНС класса I и активации ЦТЛ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против CD8B
Примечания/Псевдонимы	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta; CD8B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	926
GeneID	926
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-170 человеческого CD8B (NP_757362.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10966
Молекулярный вес белка	24кДа
Доставка	Сумка со льдом