

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Cd8B Для Вестерн-Блоттинга, Проточной Цитометрии, Ифа - P10966

Артикул: CM0006814

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD8 β (CD8B, LYT3), валидированное для Вестерн-блоттинга, проточной цитометрии и ИФА. Подходит для исследований иммунологии Т-клеток и иммунных контрольных точек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD8 β кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	LY3, P37, LEU2, LYT3, Ly-3, CD8B1, CD8beta, CD8 β
Вид	Человек
GeneID (человек)	926
GeneID	926
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-170 человеческого CD8B (NP_004922.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), проточная цитометрия (FC), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P10966
Молекулярный вес белка	24 кДа
Доставка	В ледяном пакете