


Кроличье Поликлональное Антитело Против Cd9 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P21926

Артикул: CM0019823



введение

Высококачественное кроличье pAb к CD9 (P21926) для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Валидировано на образцах человека, мыши, крысы. Получено из кролика, иммуноген а.к. 112-195. Надежный инструмент для исследований клеточной адгезии, активации тромбоцитов и слияния сперматозоида с яйцеклеткой.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к CD9
Примечания/Алиасы	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29; CD9
Вид	Человек
GeneID (Человек)	928
GeneID	928
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 112-195 человеческого CD9 (NP_001760.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P21926
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом