

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd90.2 Для Elisa, Fc - P01831

Артикул: CM0011743

введение

Кроличье моноклональное антитело (mAb) к CD90.2, валидированное для ELISA и проточной цитометрии (FC). Распознает мышиный Thy-1 мембранный гликопротеин (P01831). Идеально для исследований в иммунологии и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD90.2 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	7070
GeneID (Мышь)	21838
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного CD90.2.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ELISA, FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01831
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом